



エリザベスカラー



ブルータイプ



クリアタイプ

サイズ	首回り(cm)	直径(cm)	長さ(cm)	適用動物(目安)	価格
SS	17~20	30	10	子猫・チワワ	¥700
Cat	19~23	36.4	12	猫・ヨークシャーテリア	¥750
S	22~24	37	13	猫・マルチーズ・ボモラニアン	¥800
CatL	27~30	39.5	13	猫(大型)・ラグドール	¥900
M	27~30	42.5	15	ペキニーズ	¥1,000
NS	23~25	45	17	ブードル・シェルティ(子)	¥1,200
L	30~36	48.6	17	柴犬	¥1,300
2L	35~43	56	19	ビーグル	¥1,500
3L	35~40	64	22	アフガン・チルディ・シェルティ	¥1,700
4L	40~46	82	25	ダルメシアン・紀州犬	¥1,800
5L	41~46	91.5	30	レトリバー・ハスキー	¥2,100
6L	53~59	95.5	30	ピレニーズ	¥2,800
MD	21~29	52	16	ミニチュアダックス	¥950
MDL	22~32	65	21	ミニチュアダックス(少し大きめ)	¥1,150
GL	45~56.5	98	32	秋田犬・ゴールデンレトリバー	¥3,000
SGL	52~66.5	108	34	その他大型犬	¥3,600

株式会社 シナノ製作所