

喉頭鏡



マッキントッシュ型



喉頭鏡ハンドル

スタンダード φ30×148mm  
単二形乾電池 2本(別売)

スモール φ20×145mm  
単三形乾電池 2本(別売)



喉頭鏡ブレード(マッキントッシュ型)

No. 5 : 155mm	No. 2 : 110mm
No. 4 : 140mm	No. 1 : 95mm
No. 3 : 130mm	No. 0 : 85mm



喉頭鏡ブレード(ミラー型)

No. 5 : 155mm
No. 4 : 140mm
No. 3 : 130mm



専用収納ケース

株式会社 シナノ製作所

〒113-0033 東京都文京区本郷1-12-9

電話:03-3814-8538

FAX:03-3811-5326

mail: info@shinanoseisakusho.jp