


回転式運動量測定器 SN-455 マウス用ホイール式



受信インターフェース
W200×D240×H60mm

無線通信によるマウス用ホイール式測定器です。
既存の飼育ケージに設置するだけで、計測可能です。
動物へのストレスが、最小限に抑えることができます。
専用のデータ集積ソフトウェアを使用することにより、
最大40チャンネルの記録が可能です。



ホイールと電源ユニットは、取り外し可能です。



使用電源: 単4電池 3本

回転式運動量測定器 SN-455用 データ集積ソフト SN-455B

回転式運動量測定器 SN-455 マウス用ホイール式の無線通信による
データを集積する専用ソフトです。

受信インターフェースより、USBにて接続します。
最大40チャンネルの記録が可能です。

対応OS: Windows XP 32bit



Wheel Manager								
File Tools Help								
Wheel Sensors								
Hub	Id	Name	Time	Count	Battery (v)			
1	1	Animal 1	00:00:18:26	37	4.615			
1	2	Animal 2	00:00:18:26	12	4.068			
1	3	Animal 3	00:00:18:26	24	4.186			
Environmental Sensors								
Hub	Id	Type	Name	Light (au)	Temperature (C)	Humidity (%)	Time	Battery (v)
1	4	Environmental	Sensor 1	75.000	24.300	39.000	00:00:18:27	4.594
				Hubs: 1	Wheels: 3	00:00:18:48		Acquiring

Date:	2/11/2008 10:12:57 AM																
Database:	E:\2007\1203_134313.wfs																
Start Time:	12/3/2007 1:43:13 PM																
Stop Time:	12/3/2007 2:43:13 PM																
Hubs:	2																
Wheels:	16																
		Hub 1								Hub 2							
		Wheel								Wheel							
		1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
12/03/2007	13:45	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	6.00	5.00	0.00	0.00	4.00	24.00	7.00	1.00	5.00	25.00
12/03/2007	13:46	0.00	12.00	11.00	0.00	9.00	0.00	39.00	3.00	0.00	0.00	40.00	47.00	25.00	6.00	27.00	46.00
12/03/2007	13:47	0.00	22.00	24.00	0.00	24.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	34.00	28.00	20.00	33.00	27.00	33.00
12/03/2007	13:48	0.00	11.00	11.00	0.00	7.00	7.00	33.00	0.00	0.00	1.00	44.00	29.00	32.00	27.00	34.00	34.00
12/03/2007	13:49	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	9.00	18.00	0.00	0.00	0.00	7.00	36.00	12.00	43.00	28.00	41.00
12/03/2007	13:50	0.00	24.00	30.00	0.00	7.00	6.00	29.00	4.00	0.00	0.00	43.00	39.00	6.00	40.00	23.00	43.00
12/03/2007	13:51	0.00	13.00	31.00	0.00	8.00	6.00	27.00	7.00	0.00	0.00	42.00	35.00	9.00	45.00	27.00	9.00
12/03/2007	13:52	0.00	3.00	22.00	0.00	3.00	2.00	37.00	6.00	0.00	0.00	33.00	37.00	11.00	51.00	14.00	14.00
12/03/2007	13:53	0.00	18.00	14.00	0.00	0.00	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	39.00	35.00	19.00	54.00	25.00	39.00
12/03/2007	13:54	0.00	10.00	16.00	0.00	1.00	0.00	37.00	13.00	0.00	0.00	40.00	36.00	1.00	49.00	7.00	37.00