

動物手術用電気メス SN-350V




- 電源電圧：AC100V(50/60Hz)
- 最大出力：CUT：45W/COAG1：45W/COAG2：30W
- 発振周波数：1MHz
- 作動モード：間欠作動(2分ON/30秒OFF)
- 本体質量：約2.4kg
- 本体寸法：W150×D198×H85mm
- 付属品：ハンドピース/ハンドピースコード/チップ：8種類/対極板/フットスイッチ/電源コード/チップケース/チップスタンド/チップ清掃用パフ


コンパクトで軽量のため、取り扱いが容易です。
JIS規格に対応したLEDと音で、モードをお知らせします。

高周波利用設備の許可申請は不要です。
8種類の標準交換チップ(メス刃)と、3種類の交換チップをご用意しています。

- ①ハンドピース(オートクレーブ滅菌可能)
グリップは手指が疲れにくいデザイン。
チップ、ハンドピース部共に取り外し可能。
- ②ハンドピースコード(オートクレーブ滅菌可能)
ケーブル長さ3m。
- ③対極板(アルコール清拭対応)
ケーブル長さ3m。
- ④フットスイッチ(アルコール清拭対応)
ケーブル長さ3m。防水対応(IPX1)



標準付属チップ



オプションチップ



- ①フットスイッチ
- ②ハンドピースコード
- ③ハンドピース
- ④対極板
- ⑤チップケース
- ⑥チップスタンド
- ⑦チップ清掃用パフ
- ⑧電源コード

株式会社 シナノ製作所

〒113-0033 東京都文京区本郷1-12-9

電話：03-3814-8538

FAX：03-3811-5326

mail: info@shinanoseisakusho.jp