



回転式運動量測定器

SN-450 (マウス用) <旧 518>

SN-451 (ラット用) <旧 519>


回転籠は自発的な運動量を簡単に測定することができます。各種、中枢神経系、薬物効果試験など、比較的簡単に使用できます。特に飼育籠、回転籠の間に遮断出来る板がついていますので実験目的によって使いわけして下さい。



A型カウンター付



B型マイクロスイッチ付



C型光電管スイッチ付

規 格

	SN-450 マウス用	SN-451 ラット用
回 転 籠	直径 200mm × 巾 50mm	直径 370mm × 巾 100mm
飼 育 籠	W 90mm × D 220mm × H 90mm	W 140mm × D 400mm × H 165mm
本体寸法・ 重 量	W 180mm × D 230mm × H 250mm 2kg	W 270mm × D 410mm × H 420mm 6kg

尚SN-467型万能デジタルプリンターを使用する事により長時間細かな実験データを取る事ができます。