

運動量測定装置 データ測定システム SN-45B



運動量測定値の表示画面

従来製品の回転式運動量測定器B型へ接続し回転データを測定するシステムです。

接続方法は、本体に取り付けてあるマイクロスイッチとデータ取得装置を専用のケーブルで接続し、パソコンとUSBケーブルへ接続するだけです。

最多24台までの同時測定が可能です。

注：対応PCはWindows XP・Vista、Windows7もしくは8になります。



回転データ取得装置
W200×D160×H105mm

最多24台までの同時測定可能で、
最小1分(最大60分)ごとにカウント。

専用ケーブル3m付き
(必要本数をご指定ください)



接続使用例

※A型カウンター式からの改造も可能です。