



実験動物麻酔装置 SN-487-OT Air 回収機能付き 説明書



- ① 気化器(イソフルラン or セボフルラン)
- ② 供給用流量計
- ③ マスク回収用流量計
- ④ 2方コック
- ⑤ 麻酔ガス回収ポンプ
麻酔ガス吸引口
- ⑥ 麻酔ガス回収フィルター用容器

本製品は、実験動物麻酔装置 SN-487-OT をベースに、マスクへ供給する麻酔ガスを効率よく吸引・回収するためのエアポンプと流量計を搭載しています。これはマスクからの麻酔ガスが、吸着剤に届かずにマスクと動物との隙間から漏れることを完全に吸引・回収させるのが目的です。

この組み合わせは、基本的に1匹の動物を麻酔ガスにて導入・維持・吸引回収になります。複数匹での麻酔維持の場合の麻酔ガス回収は、麻酔ガス回収装置SN-489-2のご利用をお勧めします。

