

麻醉ガス回収フィルター




麻醉ガス回収フィルター用容器

SN-487-60
接続コネクター付き
φ125×H190mm
分解・洗浄可能



ご使用前に吸着剤の入った容器の重さを計り、容器背面の記録欄へ記載してください。



麻醉ガス回収フィルター吸着剤
SN-487-61 10袋入り
吸着能力: 約200g/1袋

※ 本製品は、実験動物研究用であり、臨床用には使用できません。

株式会社 シナノ 製作所

〒113-0033 東京都文京区本郷1-12-9

電話: 03-3814-8538

FAX: 03-3811-5326

mail:shinano@sepia.ocn.ne.jp