

## 麻酔ボックス SN-487-85

硬質塩化ビニール製のため、アルコール消毒を行っても破損しません。  
糞・尿による汚れを防ぐ、ステンレススノコが付属しています。  
シリコンパッキン付きのフタにより、ボックスから麻酔ガスが漏れません。  
ジョイントホース口なので、ガス供給のホースの脱着が容易です。



麻酔ボックス大 SN-487-85-01

W250×D250×H300mm（主にラット3匹以上）

麻酔ボックス中 SN-487-85-02

W180×D180×H200mm（ラット1～3匹、マウス複数匹）

麻酔ボックス小 SN-487-85-03

W130×D130×H130mm（マウス1匹）

ご指定寸法の対応も可能です。

株式会社 シナノ製作所

〒113-0033 東京都文京区本郷1-12-9

電話:03-3814-8538

FAX:03-3811-5326

mail:shinano@sepia.ocn.ne.jp