

## 麻醉ガス分岐用流量計 SN-487-96

麻醉装置からの麻醉ガスを麻醉ボックスやマスクへ分岐する際、  
それぞれに正確なガス流量を分岐させるための流量計です。



画像は SN-487-96 6チャンネル

流量計 : 1チャンネル～ご希望チャンネル  
(ご希望の本数をお知らせください)

寸法 : W250×D210×H200mm(6チャンネル)

流量計目盛り: 0～1リットル/min もしくは 0.5～5リットル/min

株式会社 シナノ製作所

〒113-0033 東京都文京区本郷1-12-9

電話: 03-3814-8538

FAX: 03-3811-5326

mail: info@shinanoseisakusho.jp