

キーフィルター注入器



実験動物麻酔装置用気化器へ麻酔薬を注入するための器具です。

旧モデルの気化器では、麻酔薬の瓶から直接注ぎ込むタイプだったため、高濃度の麻酔ガスが発生し、実験者への曝露が懸念されていました。

麻酔ガス吸引事故を防ぐべく、現行モデルではキーフィルター注入器を用いることにより、安全対策を施しました。

現在市販されている麻酔薬（イソフルラン・セボフルラン）は、従来の医薬用と新たに試薬用が販売されています。試薬用は和光純薬工業製のみですので、それ以外はすべて医薬用になります。

いずれかのキーフィルター注入器をご注文前にご確認ください。

