

動物用麻酔マスク



材質 ケース本体：ポリカーボ ゴムリング：合成ゴム

	適応動物	サイズ(mm)	
		ケース内径	ゴムリング内径
特大	ブタ・大型犬	φ138	φ70
大	中型犬	φ114	φ45
中	小型犬・ウサギ	φ93	φ35
小	ウサギ・モルモット	φ65	φ37
極小	ネコ・モルモット	φ61	φ30

ゴムリングは交換可能です。別途お求めいただけます。

※ 本製品は、実験動物研究用であり、臨床用には使用できません。

株式会社 シナノ製作所

〒113-0033 東京都文京区本郷1-12-9

電話：03-3814-8538
 FAX：03-3811-5326
 mail:shinano@sepia.ocn.ne.jp