

## 小動物用電気バリカン SN-628-2100



付属品

電源コード  
 その他機能  
 充電機能  
 商品サイズ:刃付  
 (長さ×直径)  
 商品重量:刃付  
 刃  
 ストローク


オイル、ブラシ、充電スタンド、  
 アタッチメント3mm、6mm付  
 約1.5m  
 充電のみ  
 16h充電で約60分使用可能  
 約152mm×約33mm  
 約109g  
 0.5mmのみ  
 (アタッチメント:3mm、6mm)  
 約5000回/分



### 各部の名称

替刃

本体



ブラシ




オイル



アタッチメント

充電台



株式会社 シナノ製作所

〒113-0033 東京都文京区本郷1-12-9

電話: 03-3814-8538

FAX: 03-3811-5326

mail:shinano@sepia.ocn.ne.jp