

## 小・中動物用電気バリカン SN-628-515R コードレスバリカン



充電・カセット電池式バリカン  
 スペアバッテリー付きで、電池切れの  
 ストレスを無くしました。

バッテリー1ヶあたり  
 充電時間: 約90分  
 動作時間: 約60分

直径 約40mm、長さ約200 mm  
 本体重量: 約330g

DLC & チタンコーティング刃  
 永く切れる刃、耐久性を持つ刃  
 上刃にはDLC(ダイヤモンド・ライク・カーボン)を、下刃  
 にはチタンコーティングを施し、良く切れる刃を実現。



### セット内容



サイズ												
Special	0.5	1	2	3	5	6	7	9	11	13	16	7/8
0.5mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
刃厚												
0.5mm	0.5mm	1mm	2mm	3	5	6	7	9	11	13	16	7/8
チタン	チタン	チタン	チタン	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
刃幅												
											45mm	19mm

※Special刃

通常の0.5mmよりクシ目が多い、超極薄刈り専用の替刃です。

株式会社 シナノ製作所

〒113-0033 東京都文京区本郷1-12-9

電話: 03-3814-8538

FAX: 03-3811-5326

mail: info@shinanoseisakusho.jp