

小・中動物用電気バリカン SN-628-525



握りやすさ、持ちやすさを重視したデザイン
 滑り止めラバー付き。
 ギア駆動によるパワフルなトルクを実現。
 素早い作業に便利な高速回転と、細かく丁寧な
 作業に適した低速回転の二速切り換え機能。

直径 約40mm、長さ約200 mm
 本体重量: 約255g
 電源コード長さ: 2.5m

専用ケース
 メンテナンスキット(ブラシ・オイル)付き

DLC & チタンコーティング刃
 永く切れる刃、耐久性を持つ刃
 上刃にはDLC(ダイヤモンド・ライク・カーボン)を、下刃
 にはチタンコーティングを施し、良く切れる刃を実現。



サイズ												
Special	0.5	1	2	3	5	6	7	9	11	13	16	7/8
0.5mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
刃厚												
0.5mm	0.5mm	1mm	2mm	3	5	6	7	9	11	13	16	7/8
チタン	チタン	チタン	チタン	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
刃幅												
											45mm	19mm

※Special刃
 通常の0.5mmよりクシ目が多い、超極薄刈り専用の替刃です。