

## 中・大動物用電気バリカン SN-628-5500



中・大動物を対象としたバリカンです。

AC100V 交流タイプ

直径 約49mm、長さ約192 mm  
本体重量: 約600g



交換用替え刃

サイズ												
Special	0.5	1	2	3	5	6	7	9	11	13	16	7/8
0.5mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
刃厚												
0.5mm	0.5mm	1mm	2mm	3	5	6	7	9	11	13	16	7/8
チタン	チタン	チタン	チタン	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
刃幅												
											45mm	19mm

※Special刃

通常の0.5mmよりクシ目が多い、超極薄刈り専用の替刃です。

付属品:

刃 1枚

メンテナンス用オイル・ブラシ

株式会社 シナノ製作所

〒113-0033 東京都文京区本郷1-12-9

電話: 03-3814-8538

FAX: 03-3811-5326

mail: info@shinanoseisakusho.jp