

## 小・中動物用電気バリカン SN-628-556 コードレスバリカン



充電・カセット電池式バリカン  
スペアバッテリー付きで、電池切れの  
ストレスを無くしました。

バッテリー1ヶあたり  
充電時間:約2時間  
連続使用時間:約1.5時間

直径 約45mm、長さ約205 mm  
本体重量:約300g  
標準刃として、0.1mmを  
用意しています。  
その他、  
0.5mm・1mm・2mmの  
替え刃をご用意しています。

DLC&チタンコーティング刃  
永く切れる刃、耐久性を持つ刃

上刃にはDLC(ダイヤモンド・ライク・カーボン)を、下刃  
にはチタンコーティングを施し、良く切れる刃を実現。



### 構成

本体・刃(0.1mm)  
充電台・電池パック2ヶ  
オイル・ブラシ

充電台



電池パック



株式会社 シナノ製作所

〒113-0033 東京都文京区本郷1-12-9

電話:03-3814-8538

FAX:03-3811-5326

mail: info@shinanoseisakusho.jp