

## 中動物万能手術台

SN-660 I 型  
SN-660 II 型(器械盆2組付)  
SN-660 III 型(補助テーブル付)  
SN-660 IV 型(器械盆2組、補助テーブル付)



SN-660-IV型

### 特 長

本手術台は特に中動物の手術又は解剖を目的として製作されており、操作ハンドルを頭部に集中させ軽快に操作できるように作られています。

II・IV型は手術器械盆の具備により手術・解剖に便利で術者の疲労をより軽減させます。

### 仕 様

主体部 鉄製高級焼付塗装 主要部 Crメッキ  
臥床面 ステンレス製SUS-304研磨仕上  
附属品 臥床面用ゴムシート 1枚  
汚物排水ゴム管 1本  
(II・IV型は器械盆2組付き)  
寸 法 臥床面 W 600mm × L 950mm  
最低位 850mm 最高位 1050mm  
重 量 約120kg

III・IV型は補助テーブルの具備により大型実験動物の手術・解剖に適します(W600mm × L1267mm)

※本掲載製品は、実験動物研究用であり、臨床用には使用できません。

株式会社 シナノ 製作所

〒113-0033 東京都文京区本郷1-12-9

電話: 03-3814-8538  
FAX: 03-3811-5326  
mail:shinano@sepia.ocn.ne.jp