



中動物保温手術台 SN-662



本手術台は、犬・サル・ネコ・ウサギ等の保温手術台です。材質は、棚のデコラ板以外は全ステンレスSUS-304製研磨仕上となり、長時間の手術も、安心して行う事ができます。オプションとしてスタンド用支柱（~~6~~本）1組を付ける事により、薬理・生理学的実験などにも適しております。

仕様

本体	全ステンレス SUS-304製 研磨仕上
首固定金具	大小各1ヶ 支柱クランプ付1組
電源	AC100V~250W ヒーター1組
調節器	ロバートダイヤル式 1ヶ
予備	コンセント2ヶ所
本体寸法	W 500mm×L 1500mm×H 900mm

中動物簡易型手術台 SN-665 I 型 SN-665 II 型(汚物受樋付)



I 型



I 型



II 型



II 型

仕様

材質	主体 鉄製パイプ焼付塗装仕上 主要部 Crメッキ 臥床面 ステンレスSUS-304製研磨仕上
附属品	臥床面用ゴムシート 1枚
寸法	臥床面 W 665mm×L 995mm×H 800mm
重量	約33kg