

中動物簡易型手術台 SN-665



仕様

材質 : 鉄製(焼き付け塗装仕上げ)

臥床面寸法 : 665 × 995 × H800mm

付属品 : 臥床面用ゴムシート 1枚

V字形による保定を行う場合、天板①を取り外し、V字形固定ハンドル②二ヶ所を緩めて、任意の角度で固定し、その上に臥床面用ゴムシートを敷いて使用します。

脚固定ネジ③四ヶ所を緩めると、任意の高さと角度の調整が可能です。

