


**志賀式モルモット固定器 SN-694**

材 質 主体 真鍮メッキ  
 附属品 首固定金具 大小各1ヶ  
 寸 法 W 200mm×L 300mm×H 25mm



**蛙固定板 SN-695**

材 質 主体 木製板  
 寸 法 (A) W 85mm×L 155mm  
 (B) W 100mm×L 210mm  
 W 160mm×L 240mm



**解剖台 SN-696**

材 質 木製コルク板張  
 寸 法 W 240mm×L 300mm



**ラット・マウス固定手術板 SN-700**

材 質 主体 デコラ張  
 止金具メッキ  
 寸 法 W 300mm×L 400mm



**マウスホルダー SN-701**

材 質 主体 アクリル樹脂製  
 寸 法 大 W 30mm×L 100mm×H 30mm  
 小 W 30mm×L 90mm×H 25mm