

小動物用エンリッチメントロール SN-740



動物のストレス軽減や繁殖を
目的としたエンリッチメント

隠れたり、巣作りにも利用され、
整えた環境を作ります。

材質:バージンパルプ

オートクレーブ滅菌可


交換頻度:1~2週間
(従来の1週間程度の交換
頻度より長くなりました)

特大 : 内径82×長さ150×厚み2.5mm 入り数 : 10本 or 150本
対象動物:ラット・ハムスター・モルモット

大 : 内径60×長さ125×厚み2.5mm 入り数 : 16本 or 150本
対象動物:ラット・ハムスター

中 : 内径50×長さ125×厚み2.0mm 入り数 : 20本 or 200本
対象動物:マウス

小 : 内径50×長さ76×厚み2.0mm 入り数 : 30本 or 500本
対象動物:マウス



株式会社 シナノ製作所

〒113-0033 東京都文京区本郷1-12-9

電話:03-3814-8538

FAX:03-3811-5326

mail: info@shinanoseisakusho.jp