

排気型キャビネット SN-760 簡易型



研究室・実験室にて簡易的に飼育する排気キャビネットです。室内に臭気を漏れることなく、観察も容易です。

本体:W880×D630×H1920mm
本体上部(スイッチ・ファン含まず)
材質:スチール製 粉体焼き付け塗装
棚板:4枚 移動・増設可能

ファン:AC100V 0.9A
排気風量:0～約2m³
確認用差圧計付き



ご使用例(ラットケージ)



HEPAフィルターや活性炭フィルターの取り付けも可能です。またファンのレイアウトにより、陽圧式もできます。



ご使用例