

小動物用電子天秤 SN-860V



対象動物 : マウス・ラット・モルモット・マーモセット
 秤量 : 最大3200g 最小表示 : 0.1g
 外径寸法 : W206×D312×H89(天秤)mm
 電源 : AC100V (専用ACアダプター付き)
 出力 : RS-232C双方向出力(Din 9P) 標準装備

特徴

・平均化機能

特殊フィルターの採用により、絶えず動き回る動物を正確に、かつ迅速に計量できます。

・計量値ホールド機能

動物を乗せ計量値がいったん安定すると、表示値がホールド(固定)しますので、データを記録する際に便利です。また、動物を天秤から降ろせば、ホールド機能が解除され、ゼロ点に復帰しますので、次回測定のためのゼロ点チェックが可能です。

・オートゼロ機能

排泄物などにより、計量値のゼロ点に変化しても、自動安定調整(オートゼロ)機能が働き、常に正しいゼロ点を保つため、ゼロ調整ボタンを操作する必要がなく、次の計量にかかることができます。



防塵・防水構造



専用プリンター SN-864V

- ・カレンダー・時計機能、ISO/GLP/GMP対応
- ・計量後にデータを自動印字
- ・データの分析が可能なヒストグラム機能
- ・標準偏差、平均値、不良率、合計等を自動印字

外径寸法:W155×D145×H47.5mm

電源:AC100V(専用ACアダプター付き)