

アニマルマーカー
ペンタイプ(容量10ml)



マジックタイプ(容量15ml)



本製品は毛髪染色メーカーで
開発された安全性に優れた
動物用マーカーです。

株式会社ケンシントンで開発され、厚生省令で定められた
法定色素を使用しています。品質規格及び試験方法など厳
密に規定された商品です。

色:青・緑・赤・黄・オレンジ・黒

販売単位:10本

色の組み合わせは自由です

特徴

- ・手軽に安心して使用できるマーカーです。
- ・便利な5色(青・緑・赤・黄・オレンジ)を揃えておりま
す。
- ・動物の皮膚、体毛への浸透力が強く、動物が舐めて
も色落ちしません。
- ・動物の大きさにより異なりますが、ラット使用で400~
600匹程度処理できます。
- ・長期にわたる試験期間中退色せず通常6~12週間
は良好な識別力を保ちます。

アニマルマーカーの毒性分類はGHSで5<2000-5000、
LD50区切り値が2500mg/kgと判断されました。

(財)食品薬品安全センター

株式会社 シナノ製作所

〒113-0033 東京都文京区本郷1-12-9

電話:03-3814-8538

FAX:03-3811-5326

mail:shinano@sepia.ocn.ne.jp