



bosron

20ℓ、12ℓ、10ℓ、4ℓ、3ℓ、



完全密閉のプラスチック容器

- 完全密閉設計 — 液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。
- 耐薬品、耐油、耐蝕性 — 酸、アルカリ、塩分、油に強いので腐蝕や錆の心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられます。
- タフな構造 — 十分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰返し使用が可能です。
- 広口仕様 — 充填、取出作業が容易になり、入れ重ねもできて保管スペースが少なくてすみます。
- 豊富な品揃え — 容量、色など種類が豊富で、用途に合わせてお選びいただけます。


トスロンの主な用途

- 食品、各種香料
 - 特殊塗料、特殊インキ
 - 試験分析物や検体の保存、標本
 - 電子材関係、精密部品
 - 医薬品、化粧品
- などの搬送、保管の他、家庭用、アウトドア用としてもお使いいただけます。

標準色

- 12ℓ、20ℓ：ナチュラル、ブルー、レッド、ホワイト
- 3ℓ、角形10ℓ：ナチュラル
- 4ℓ：ナチュラル、ブルー、レッド

構造と寸法



カバーのあけ方

- 1、手であける時は、取っ手を持ち、もう一方の手で蓋の端を上引き上げて開けます。
- 2、専用オープナー(写真:別売り)を使う時は、オープナーを本体とカバーの間に差し込み、レバーを絞れば簡単に開きます。

